



Caution

Do not mark on the product and its components with a pen or allow printed materials to come in contact with the surface. Ink marks cannot be removed.

MW43

”AbdoAbby” Abdominal Examination Simulator

Production Supervision :
Takahiro Amano, M.D.

Vice President, International University of Health and Welfare

Kyoko Arai,
Professor, School of Nursing, University of Shizuoka

Instruction

Manual

Contents



- Introduction
 - Manufacturer’s noteP.1-2
- Preparation
 - Set includes P.3
 - Unpack the torso unit/
Setting of the liver P.4
 - Setting of the liver P.5
 - Setting of the spleenP.6
 - Setting of the kidneys P.7
 - Setting of the uterus and
lymphoma in the inguinal area P.8
 - Components and setting P.9
 - Setting the controller P.10-11
- Training Sessions
 - AuscultationP.12
 - Palpation and auscultationP.13
- After Training
 - Storage of the torso unit and organ parts
.....P.14

Movie Site



English Site

The Abdominal Examination Simulator is a realistic torso manikin for abdominal examination training. The simulator facilitates effective hands-on training programs.

Read Before Use

This Abdominal Examination Simulator has been developed for the training of medical and allied health professionals only. Any other use, or any use not in accordance with the enclosed instructions, is strongly discouraged. The manufacturer cannot be held responsible for any accident or damage resulting from such use. Please use the product carefully and refrain from subjecting it to any unnecessary stress or wear. Should you have any questions about this simulator, please feel free to contact our distributor in your area or KYOTO KAGAKU at any time. (Our contact address is on the back cover of this manual)

Features

- Most realistic hands-on trainer for abdominal examination training.
- Accurate landmarks and anatomy,
- Interchangeable inserts of organs of different conditions.
- Respiratory liver movements with a foot switch pedal.

 **DOs and DON'Ts**
DOs

- **Operate the system under the designated circumstances**

Power input: AC100V~230V plus or minus 10%, 50Hz/60Hz

Temperature range: between 0 degrees C and 40 degrees C (no congelation)

Relative humidity; between 0%to 80% (no condensation)

*Connecting to power source outside of the designated range may lead to fire.

- **Safe disposition**

To avoid short circuit, do not run the simulator set above a power receptacle.

- **Handle the power plug and cord observing following precautions**

1. Clean the head of the plug periodically.
2. Plug in the plug to the outlet firmly to the end.
3. Always hold the plug when unplugging. Do not pull the cable.
4. Do not force to bend, twist the cable and avoid scratching or cutting on it.

Failing to follow the above precautions can result in damage in the plug and the cable, constituting risk of fire or shock.

- **When the electric parts get warm or produce smoke, immediately turn off the power and unplug from the power source**

Risk of fire. Contact your distributor or the manufacturer for repair.

- **Handle with care**

The materials for the models are special compositions of soft resin. Please handle them with utmost care at all times. The manikin may be cleaned with a wet cloth if necessary, using mildly soapy water or diluted detergent. Then apply talcum powder.

- **Storage**

For storage, be sure to cover the torso manikin with the included protection cover to prevent it from contacting other resin items. The torso model may be deformed by contact with other resin items for long time and they cannot be repaired.

Remove the organ inserts from the torso manikin before storage. Organ parts may be deformed irreversibly prolonged by contact with the soft part of the torso unit.

Storing the manikin in a dark, cool and dry space will help prevent the skin colors from fading and product from becoming deformed.

Storage under the temperature above 50 degrees C may reduce the performance quality of the simulator.

DON'Ts

- **Do not disassemble or open electric or precision components**

Do not open up or disassemble the housing for electric parts or precision components.

Refrain from opening up any lids, caps or covers for such area, and never run the system while any of such covers are open.

*Never disassembling the electric components, power plug and cable as it may create a risk of fire, shock or injury.

Contact your distributor or the manufacturer for repair.

- **Never wipe the product and components with thinner or organic solvent**

- **Ink marks on the soft surface won't be removable**

Don't mark on the product and components with pen or leave any printed materials in contact with their surface.

- **Do not give shocks**

The electric components are precision instruments. Strong shocks or continuous vibration may cause breakages of its internal structure.

- **Do not run the system continuously over 2 hours**

Take at least 30 minutes shutdown, turning off the power, every 2 hours.

- **Do not wet the electric components**

Do not pour or spill water or liquid detergent over the electric components, power cable and power plug. Running the system while the electric components are wet may create a shock hazard or a risk of fire.

- **Do not handle the power plug with wet hands**

Risk of shock.

- **No fire**


Do not put the product close to fire. It may lead to discoloration or deformation of the product as well as short circuit, creating a risk of fire.

Even if the skin color of the manikin changes as it ages, the quality of the performance is not affected.

Set Includes

Before you start, ensure that you have all components listed below.

■ Box 1




- a. 1 torso unit

Caution

At times liner sharing may be seen on the skin surface. These are color shading due to the manufacturing process and do not affect the strength or quality of the product.

- b. 1 talcum powder

■ Box 2



- h. 1 set of the respiratory motion control unit

3 storage cases

instruction manual



- c. controller


- d. simulated stethoscope

- e. AC adapter

- f. slide plug attachment type A

- g. slide plug attachment type C

■ Box 3



- i. 2 kidneys (hydronephrosis, cysts)

- j. 2 spleens (slightly enlarged, enlarged)

- k. 4 livers (precirrhosis, cirrhosis, chronic hepatitis, normal)

- l. 2 inguinal lymph nodes (normal, lymphoma)

- m. 2 uterus (normal, fibroid)

1. Unpack the torso unit

● The torso manikin is covered with the protection sheet

The torso manikin is by covered with the non-woven protection sheet in the storage box. Take out the torso manikin from the box and remove the sheet.

*Please ensure that two people hold the torso manikin as it is heavy.

*The protection sheet is to prevent the soft part from contacting with other resin items.

Always cover the torso manikin with the sheet and store in the box after the training.



Protection sheet

Torso manikin

1. Setting of the liver

● Set the liver insert to the torso unit

The name for each insert is shown on the handle. Hold the handle of liver insert and insert it into the cavity of torso manikin.



normal




chronic hepatitis



precirrhosis




cirrhosis




2. Setting of the respiratory motion control unit

● Operation check of the control unit

Step on the foot switch of the respiratory motion control unit to see whether the unit works properly. The liver pusher comes out when the pedal is pressed down and it is stowed when the pedal is released.




**Do not fold or put the things on the tube of the respiratory motion control unit as it may cause malfunction.*



● Setting of the control unit

Hold the control unit at the side slits and set it to the torso unit.



● The completed setup of the liver

Once the setting of the liver and the control unit completed it should appear as shown here.

**When you need to transfer the torso manikin, you will need two people to hold it by its upper and lower sides. Do not hold the side slits of the respiratory motion control unit to lift or transfer the torso manikin.*




1. Setting of the spleen

● Remove the back cover

Remove the back cover (left side) of the torso unit.


The torso manikin without a spleen unit represents a person with healthy (normal) spleen.



● Set the spleen

There is an arrow mark on the back of each spleen inserts.

Orientate the spleen inserts so that “←HEAD” sign is directed toward the head side of the torso. Two variations of spleens as shown below are included.




enlarged

slightly enlarged

● The completed the setup of the spleen

Set the cover on the back to complete the setting of the spleen.




1. Setting of the kidneys

● Remove the back cover

Remove the back cover (right side) of the torso unit.

The torso manikin without kidney units represents a person with healthy (normal) kidneys.



● Set the kidneys.

There is an arrow mark on the back of each kidney inserts.


Orientate the kidney inserts so that “←HEAD” sign is directed toward the head side of the torso.

2 variations of kidneys as shown below are included.




hydronephrosis

cysts



● The completed setup of kidneys

Set the cover on the back to complete the setting of the kidney.



1. Setting of the uterus and lymphoma in the inguinal area

● Remove the setting base

Pull out the setting base for the uterus and lymphoma from the lower side of the torso unit. (In default setting, the uterus (normal) is set on the setting base.)

Caution

Sometimes minor parting may occur at the joint line of two different materials during the training or handling. Usually such parting or slit does not develop further and does not affect the quality of the training. To avoid parting, always handle the setting base with utmost care.




● Setting of the uterus and lymphoma in the inguinal area

Set the uterus and lymphoma.


Uterus and lymphoma have two variations respectively, as shown below.

Caution

Due to the manufacturing process, a narrow slit may occur on the surface of uterus(normal). This slit is not a product defect and does not affect the quality of palpation training.



uterus (normal) uterus (fibroid) lymphoma (A) (B)



● The completed setup of the uterus and lymphoma in the inguinal area

Set the setting base for the uterus and lymphoma to the lower side of the torso unit and complete the setting.



Preparation


Components and setting

1. parts names


Verify that all the components below are included.



c. controller d. simulated stethoscope e. AC adapter
f. slide plug attachment type A g. slide plug attachment type C



touch screen
speaker



port for external speakers
Jack for AC adapter
Power switch
Port for the stethoscope

2. Connection


● Connect the cable from the stethoscope to the port at the side of the controller.



● Connect the AC adapter to the jack at the back wall of the controller.



● Select a type of adapter that fits your power source, then attach it.



It clicks into place.

● Connection completed



※ To remove the plug, press the button in the center of the plug and slide downward.


Preparation

Setting the controller


1. Setting the controller

The controller is common with several simulators. In case the unit is dedicated to one type of the simulator, "Model Setting" (selection of the simulator) can be skipped.


1. Press "Model Setting" and then select the abdominal simulator.



*To show the control screen, press the setting button at the top right corner.




2. Press "OK" to continue.



3. "Language Setting" allows to switch between Japanese and English.



Operation Screen



4. "Device Setting" allows to adjust brightness of the backlight, backlight auto-off and calibration of the touch screen. Press return mark to go back to the operation screen.



Slide bar to adjust the brightness.

Set time from 0 to 80 minutes (by 10 min.)


Unavailable for MW43

See the next page

1. Setting the controller

*Calibration is required only when the touch screen has troubles, such as lack of reaction or deviation of the target areas.


1. Press "Start".



2. Touch on the touch point mark, which is shown at the four points on the screen in sequence.



3. Once all four points are covered, confirmation button will appear. Press "OK" and return to the control screen.



1. Auscultation

1. Functions of controls

Turn off the sound of the controller.
(Does not control the external speaker)

Setting button for configuration

Select auscultation area for vascular bruits

Volume adjuster (volume from 0 to 10)
*The volume of stethoscope and the controller is changed simultaneously (separate setting is not possible).

Bowel sounds selector

2. Vascular bruits

The auscultation sites turn red when selected.
Vascular bruits will be played when the simulated stethoscope is placed on the designated sites on the manikin.

Select one of left or right artery.
(Only one side can be selected at a time)

Switch ON/OFF by pressing.

Select one of left or right artery.
(Only one side can be selected at a time)

3. Bowel sounds

First, select "Normal" to turn on the bowl sounds. Switch On/Off by pressing the button.
(When activated, the auscultation sites turn green.)

▼ mark button allows to select a sound case from the list.

Normal

Increase

Decrease

Obstruction

Ileus

4. After use, be sure to turn off the power by the power switch at the back wall of the controller.
(No shutdown or log-off operation on the screen is required. Just turn off the switch).
When turning on the power again, the screen shows the same view that displayed just before turning off the power.

1. Palpation and auscultation

● Landmarks for palpation:

- Liver (precirrrosis, cirrhosis, chronic hepatitis, normal)

*Step on the foot switch to simulate respiratory motion.



motion control unit

- Spleen (slightly enlarged, enlarged, normal)
- Kidneys (hydronephrosis, cysts, normal)
- Inguinal lymph nodes (normal, lymphoma)


The torso manikin without kidney/spleen units represents a person with healthy (normal) kidneys/spleen.

● Vascular bruits and bowel sounds for auscultation:

- Renal bruit
- Aortic bruit
- Iliac artery bruit
- Bowel sounds
(Normal/Increase/Decrease/Obstruction/Ileus)

● Bony landmarks for palpation:

Lower rib cage, costal margin, xiphisternum, Pubic crest, anterior superior iliac spine, pelvis



After Training Storage of the torso unit and organ parts

1. Store the torso unit

- Wipe off dirt, apply talcum powder and cover with the protective sheet.

Clean with wet wipe or cloth, using mildly soapy water and let it dry naturally. Apply talcum powder when the surface of the torso unit is dried.




Take off the respiratory motion control unit from the torso unit. Cover the torso unit with the protection sheet. Store the torso model covered with the protection sheet in the storage box.



2. Store the organ inserts

- Remove the organ inserts from the torso unit before storage.

*Organ inserts may be deformed irreversibly by prolonged contact with the torso unit or other resin items.



- i. 2 kidneys (hydronephrosis, cysts)
- j. 2 spleens (slightly enlarged, enlarged)
- k. 4 livers (precirrhosis, cirrhosis, chronic hepatitis, normal)
- l. 2 inguinal lymph nodes (normal, lymphoma)
- m. 2 uterus (normal, fibroid)



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

MW43

腹部アセスメントモデル

監修・指導：国際医療福祉大学 副学長 天野隆弘
静岡県立大学看護学部看護学科（基礎看護学）
教授 荒井孝子

取扱説明書

目次



- はじめに
 - 製品の特長とご使用上の注意 …… P. 1
 - 安全上のご注意 …… P. 2
 - ご使用前の確認 …… P. 3
- 準備（触診）
 - 胸腹部モデルの取り出し、
肝臓モデルの取り付け …… P. 4-5
 - 腎臓モデルの取り付け …… P. 6
 - 脾臓モデルの取り付け …… P. 7
 - 子宮、リンパ腫モデルの取り付け …… P. 8
- 実習（触診）
 - 触診部位と聴診部位 …… P. 9
- 後片付け（触診）
 - 胸腹部モデル本体と臓器モデル
の後片付け …… P. 10
- 準備（聴診）
 - 構成品の確認と接続 …… P. 11
 - コントローラーの設定 …… P. 12-13
- 実習（聴診）
 - 触診 …… P. 14
- 後片付け（聴診）
 - 後片づけ …… P. 14

はじめに

この度は「腹部アセスメントモデル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、視診・聴診・打診・触診による腹部アセスメント技術の習得を目的とした医学教育用トレーニングモデルです。

必ずお読みください

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

特長

- 新素材を採用し、人体の腹部に近い触診感覚を再現しています。
- 臓器を変更することで、正常と異常所見のアセスメント技術を習得できます。
- 呼吸性変動に対応した肝臓の触知ができます。
- 専用聴診器で腹部の血管音と腸蠕動音を聴診できます。

⚠ 注意

●装置やモデルに衝撃や圧力を加えないようにしてください

モデル本体や機器類などに衝撃を加えないようにしてください。破損の原因になります。

●表面が変色する場合があります

長期間使用されない場合や経年変化でモデル本体が変色することがありますが、ご使用には差し支えはありません。

●サインペンやボールペンで書き込まないでください

モデル本体に書き込まれますと、インクが吸収され消えなくなります。

●高温多湿を避けて保管してください

使用後は、高温多湿の場所や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変形や変色、故障の原因になります。

●モデルの汚れは乾いた布でふき取ってください

汚れは動作を停止したのち、水または水で薄めた中性洗剤をつけて汚れを取り、乾いた布でふき取ってください。濡れたまま放置されますとカビの発生や故障の原因になります。

●特殊軟質樹脂を使用している部品は適切な使用、保管をお願いいたします

不織布の袋に入った部品は、伸縮性と復元性、耐久性に優れた特殊な軟質樹脂を使用しているため、実習後はタルカムパウダーを塗布し、必ず付属の不織布袋で保管してください。

●モデル本体は付属の専用シートで保管し、他の樹脂製品が触れないようにしてください

長時間接触しますと変質する場合があります。実習後は付属の専用布で保管してください。

●臓器モデルは実習後必ず取り外して保管してください



モデル本体に付けたままの長時間放置は変質の原因になります。

はじめに



安全上のご注意











ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上で正しくご使用ください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■ 誤ったご使用により生じる危険や損害の程度を表すマークです。

 警告	誤った取り扱い方によって、火傷やケガ、火災や感電の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取り扱い方によって、モデルやパーツの変形、破損が想定される内容を示しています。

■ 守っていただく事項の種類を表すマークです。

	してはいけない「禁止」の内容です。左図では「分解禁止」を示しています。
	必ず実行して頂く「強制」の内容です。左図では「必ず守る」を示しています。

	
<p>● 付属のアダプタ、電源コードをご使用ください</p> <p>・付属品以外のアダプタやコードを使用されますと、火災や感電の原因となり大変危険です。 ・付属のACアダプタを他の製品に使用しないでください。</p> <p> 故障や火災の原因になります。</p>	<p>● 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、傷つけるなどしないでください</p> <p> 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。</p>
<p>● 使用时以外は電源プラグをコンセントから抜いてください</p> <p> やけど・ケガ・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>	<p>● 指定の電源(日本国内はAC100V)以外では使用しないでください</p> <p> 故障や火災の原因になります。</p>
<p>● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください</p> <p> 感電の原因になります。</p>	<p>● 電源プラグは、本体を持ち、確実に抜き差ししてください</p> <p> コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで火災や感電の原因になります。</p>
<p>● 絶対に分解、改造しないでください</p> <p> 火災・感電・ケガの原因になります。修理の際は販売店又は(株)京都科学までお問い合わせください。</p>	<p>● 火気類を近づけないでください</p> <p> 本体の変形や変色、電気系統のショートなど火災の原因になります。</p>
<p>異常が起きたら</p> <p> 異臭がするなど異常な状態に気付かれた場合は、速やかに対処いただき、お買い上げの販売店、もしくは(株)京都科学までご連絡ください。</p>	<p>● モデル本体や制御ボックス等が熱くなったり、煙が出た時は速やかに本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>


セット内容と各部の名称

ご使用の前に、構成部品が全て揃っているかご確認ください。

■梱包 1




- a. 成人胸腹部モデル……………1 体
注) 製造上の都合により線状の色ムラがみられる場合がありますが、製品の強度には問題はございません。
- b. タルカムパウダー……………1 個




- c. 模擬聴診器……………1 個
- d. コントローラー……………1 個
- e. 電源用 AC アダプター……………1 個

■梱包 2



- f. 肝臓可動機構……………1 式

■梱包 3



- g. 腎臓 (水腎症、嚢胞) ……………各 1 個
- h. 脾臓 (肥大 小、肥大 大) ……………各 1 個
- i. 肝臓……………各 1 個
(肝硬変前期、後期、慢性肝炎、正常)
- j. リンパ腫 (A) (B) ……………各 1 個
- k. 子宮 (正常、子宮筋腫) ……………各 1 個
(正常は腹部モデルに装着済)

準備

胸腹部モデルの取り出し 肝臓モデルの取り付け

1、胸腹部モデルの取り出し

●成人胸腹部モデル本体は、変質防止用の専用シートでカバーされています。

成人胸腹部モデル本体は、専用の収納箱で不織布の保護シートに包んで梱包されています。
シートを外し取り出してください。
※モデルは重量がありますので、2人で取り出すなどご注意ください。

注）変質防止用の専用シートは、胸腹部モデル本体の皮膚と、他の樹脂が接触しないように付属しています。
実習後は収納箱に入れ、必ず専用の保護シートで包んで保管してください。



専用シート

胸腹部モデル
本体

1、肝臓の取り付け

肝臓モデルは下記の種類があります。

(名称は各肝臓モデルの取手部分にも表示されています。)
モデルの手前側取手部分を持ち、胸腹部モデル本体の奥までしっかり差し込んでください。



正常




慢性肝炎



肝硬変（前期）



肝硬変（後期）




2、肝臓可動機構部の取り付け


●肝臓可動機構の確認

肝臓可動機構部とワイヤーで接続されたペダルを踏み、可動機構が正常に動作するか確認します。

ペダルを踏むと機構部が押し出され、放すと自然に元の状態に戻ります。




注) 可動機構部とペダルを接続しているチューブは、途中で折り曲げたり上に物を載せないでください。正常に可動しくなくなります。



●肝臓可動機構部の取り付け

肝臓可動機構部の両端下部にある凹部分を持ち、胸腹部モデル本体にセットします。



●肝臓モデルの取付完了

肝臓モデル及び肝臓可動機構の取り付けが完了しました。

肝臓モデルの交換は、取り付けと逆の手順で行ってください。

注) 移動するときは、胸腹部モデル本体頭側と足側の下部を持ってください。

胸腹部モデル側面の凹部分を持つと、肝臓可動機構部のみが外れます。



1、腎臓モデルの取り付け

●背中側のカバーを外す

胸腹部モデル本体の背中側にあるカバー（モデル右側）を取り外します。

*正常な腎臓を表現する場合は臓器モデルを取り外してください。



●腎臓モデルの取り付け

腎臓モデルの裏側に表示された←HEAD のマークに従って、矢印を胸腹部本体の頭側に向け取り付けます。

腎臓モデルは下記の2種類があります。



水腎症

嚢胞



●腎臓モデルの取付完了

胸腹部本体のカバーを元に戻し、取り付けは完了です。

腎臓モデルの交換は、取り付けと逆の手順で行ってください。




1、脾臓モデルの取り付け

●背中側のカバーを外す

胸腹部モデル本体の背中側にあるカバー（モデル左側）を取り外します。

* 正常な脾臓を表現する場合は臓器モデルを取り外してください。




●脾臓モデルの取り付け

脾臓モデルの裏側に表示された←HEADのマークの矢印を胸腹部本体の頭側に向けて取り付けます。脾臓モデルは下記の2種類があります。



肥大（大）

肥大（小）



この部分は空洞のままです。

●脾臓モデルの取り付け完了

胸腹部モデル本体のカバーを元に戻し、取り付けは完了です。

脾臓モデルの交換は、取り付けと逆の手順で行ってください。




1、子宮、リンパ腫の取り付け

●取付ベースの取り外し

胸腹部モデル本体底部の子宮、リンパ腫取付ベースを手前に引き出します。

(取付ベースにはあらかじめ子宮(正常)モデルが取り付けられています)

注) 取付けベースは丁寧に取り扱いください。
取り扱いによっては2種類の材料の継ぎ目にごく細かい割れ目が生じる恐れがあります。取り付けベースに細かい割れ目が生じてもご使用に差し支えはありません。




●子宮、リンパ腫モデルの取り付け

子宮モデル、リンパ腫モデルを取り付けます。
子宮モデル及びリンパ腫モデルは下記の各2種類があります。

注) 製造上の都合により子宮(正常)の表面にごく細かい隙間が生じることがありますがご使用上の問題はございません。



子宮(正常) 子宮(筋腫) リンパ腫(A)(B)



※子宮モデル及びリンパ腫モデルについては、取り付け方向の指定はありません。

●子宮、リンパ腫モデルの取り付け完了

取付ベースを元に戻し、取り付けは完了です。

子宮、リンパ腫モデルの交換は、取り付けと逆の手順で行ってください。



1、触診部位と聴診部位

●下記の部位で触診できます

- ・肝臓（正常/慢性肝炎/肝硬変）
※ペダルを踏むことで呼吸性変動を再現できます。



呼吸性変動
再現用ペダル

- ・脾臓（正常/肥大（小・大））
- ・腎臓（正常/のう胞/水腎症）
- ・鼠径部（正常/リンパ腫）
- * 正常な脾臓、正常な腎臓は臓器モデルを取り外すことで再現します。


●模擬聴診器で下記の血管雑音と腸音が聴診できます

- ・腎動脈雑音
- ・総腸骨動脈雑音
- ・腸音（正常/亢進/減少/サブイレウス/イレウス）

**触診
部位**

臓器の位置確認に必要なランドマーク付
(骨盤、胸郭下部、肋骨、肋骨縁、剣状突起、恥骨、上前腸骨棘)

触診可能部位
聴診可能部位



後片付け


胸腹部モデル本体と 臓器モデルの後片づけ

1、胸腹部モデル本体の保管

●汚れを拭き取りパウダーを塗布し、専用シートで包んで保管

モデルの汚れは、ウェットティッシュ又は、水で薄めた中性洗剤をつけた布などで拭き取り、十分に乾燥させた後、皮膚部分に付属のタルカムパウダーを塗布してください。

肝臓可動機構部を取り外し、専用箱に収納の上保護シートで包んで保管してください。




2、臓器モデルの保管

●臓器モデルは取り外して保管

納品時別梱包になっている臓器モデルは、胸腹部モデル本体から取り外して保管してください。

注) 臓器モデルを胸腹部モデル本体に取り付けたまま長期間放置しますと、臓器モデルが変質する場合があります。




- g. 腎臓（水腎症、嚢胞）……………各1個
- h. 脾臓（肥大 小、肥大 大）……………各1個
- i. 肝臓……………各1個
（肝硬変前期、後期、慢性肝炎、正常）
- j. リンパ腫（A）（B）……………各1個
- k. 子宮（正常、子宮筋腫）……………各1個
（正常は腹部モデルに装着済）

準備

構成品の確認と接続

1、セット構成と各部の名称

構成品がすべて揃っていることをご確認ください。



a. コントローラー b. 模擬聴診器 c. ACアダプター



タッチパネル

スピーカ

外部スピーカ
出力用ジャック

電源ジャック

電源スイッチ

模擬聴診器用
コネクタ

2、接続

● 模擬聴診器をコントローラー側面のコネクタに接続します。



コントローラーの▲と
模擬聴診器の◀を合わ
せませす

● ACアダプターをコンセントに差し込み、コントローラー背面の電源スイッチを押します。



● ACアダプターをコントローラー背面の電源ジャックに接続します。



● 準備完了




1、コントローラーの設定

※コントローラーは他のモデルと共用になっています。他のモデルに使用していない場合「モデル設定」の選択は不要です。

1. 「モデル設定」で腹部アセスメントモデルを選択します。



※他の画面が表示されている場合は、右上の設定ボタンを選択して切り替えます。




2. OKを選択すると操作画面になります。




3. 「言語設定」で日本語又は英語を選択できます。



操作画面



4. 「デバイス設定」は、バックライト輝度、自動消灯時間、キャリブレーションができます。リターンを選択すると操作画面になります。



スライドさせることで画面の明るさを調節できます

10分単位で0~80分まで設定できます


腹部アセスメントモデルでは使用しません

次頁参照

1、コントローラーの設定

※キャリブレーションは、タッチパネルのタッチが反応しない、もしくは反応位置のズレが生じたときに行います。通常は使用しません。


1. 「開始」を選択します。



2. 画面上の4箇所に、順次タッチポイントが表示されるので、タッチします。



3. 全てのポイントにタッチすると確認画面が表示されるので「OK」を選択すると設定画面に戻ります。



1、聴診、後片づけ

1. 操作画面の名称と機能

この画面は、聴診器の操作パネルを示しています。中央には人体の腹部と背中の血管系が描かれています。左右の腎臓動脈、大動脈、総腸骨動脈の位置が示されています。左側のメニューには「腎臓動脈 [腸音]」と「正常」のボタンがあり、右側のメニューには「腎臓動脈」のボタンがあります。下部には音量調節のダイヤルがあり、現在は「05」に設定されています。

- コントローラからの音を消すことができます。（指導者用外部接続スピーカの音を消すことはできません）
- 設定を変更する時に選択します
- 血管雑音聴診部位の選択
- 音量調節（0～10まで設定できます）
※設定を変更するとコントローラからの音と、聴診器からの音が同時に変更されます。（個別調節はできません）
- 腸音聴診症例の選択

2. 血管雑音の聴診

各動脈の名称を選択すると、選択部位が赤く点灯します。
模擬聴診器をモデルにあてると血管雑音を聴診する事ができます。

この画面では、血管雑音の聴診モードに切り替わっています。左側のメニューで「腎臓動脈」が選択されています。右側のメニューで「大動脈」が赤く点灯しています。下部には音量調節のダイヤルがあり、現在は「05」に設定されています。

- 聴診したい方の「動脈」を選択します
赤の表示で ON になっています
（左右同時に選択することはできません）
- 選択で ON/OFF を切り替えます
ON で赤く点灯します
- 聴診したい方の「動脈」を選択します
赤の表示で ON になっています
（左右同時に選択することはできません）

3. 腸音の聴診

「正常」の選択で腸音を ON/OFF することができます。（ON の場合は聴診部位が緑に点灯します。）
▼を選択すると腸音の症例選択画面が表示されるので症例名を選択します。

この画面では、腸音の聴診モードに切り替わっています。左側のメニューで「正常」が選択されています。右側のメニューで「大動脈」が赤く点灯しています。下部には音量調節のダイヤルがあり、現在は「05」に設定されています。右側のメニューで「大動脈」が赤く点灯しています。下部には音量調節のダイヤルがあり、現在は「05」に設定されています。

- 症例選択画面が表示され、以下の症例名を選択します。
- 正常
- 亢進
- 減少
- サブイレウス
- イレウス

4. 使用後はコントローラ背面の電源スイッチを切ってください。
どの画面の状態でも電源を切っても構いません。
※次回電源を入れたときは電源を切る直前の画面が表示されます。



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。



Caution

Do not let ink from pens, newspapers, product manual or other sources contact the manikin. Ink marks on the manikin will be irremovable.

- 本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。
- For inquiries and service, please contact your distributor or KYOTO KAGAKU CO., LTD.



株式
会社

京都科学

URL・<http://www.kyotokagaku.com> e-mail・rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ 本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL: 075-605-2510 (直通)
FAX: 075-605-2519

■ 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL: 03-3817-8071 (直通)
FAX: 03-3817-8075

■ Main Office and Factory (World Wide)



KYOTO KAGAKU co.,LTD

WEB・www.kyotogagaku.com

E-MAIL・rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

15 kitanechoya-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan
TEL: +81-75-605-2510
FAX: +81-75-605-2519

■ North and South American regions:



KKAmerica

Kyoto Kagaku America Inc.

WEB・www.kkamerica-inc.com

E-MAIL・info@kkamerica-inc.com

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA
TEL: +1-310-325-8860
(Toll-free in North America: 877-648-8195)
FAX: +1-310-325-8867

本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書の内容の一部もしくは全部を当社に無断で複写・転載することを禁じます。

本書の内容に、万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、当社もしくは販売店にご連絡ください。

The contents of the instruction manual are subject to change without prior notice.

No part of this instruction manual may be reproduced or transmitted in any form without permission from the manufacturer.

Please contact manufacturer for extra copies of this manual which may contain important updates and revisions.

Please contact manufacturer with any discrepancies in this manual or product feedback. Your cooperation is greatly appreciated.