

# 製品ご使用上の注意点とお願い



**MW53 男性導尿・浣腸モデル 装着式**

**MW54 女性導尿・浣腸モデル 装着式**

**MW55 導尿・浣腸モデル 装着式 男女セット**

弊社製品をご購入、ご使用いただきまして誠にありがとうございます。  
より長く良い状態で本製品をご使用いただくため、以下の点にご注意願います。

- 実習前には付属のメンテナンス用カテーテルを使って、尿道と内部部品（弁）に潤滑剤を必ず塗布してください。塗布後はモデル内部にまんべなく潤滑剤を塗布するため、メンテナンス用カテーテルを左右にまわしながら挿入してください。

※ 潤滑剤が不足やメンテナンス用カテーテルの未使用は、破損の原因になります。

- “M53 男性”は“M54 女性”よりも尿道が長いため、潤滑剤は多めにご使用ください。

※ 潤滑剤が不足すると挿入時の抵抗が増します。その場合は潤滑剤を追加で塗布してください。

- 使用するカテーテルは、男性は16Fr, 女性は14Frを推奨しています。

※ 推奨より太いカテーテルを使用すると、内部部品（弁）の消耗が通常よりも早くなるためご注意ください。

- 付属の潤滑剤以外は使用しないでください。

※ ゼリー状の潤滑剤は水に触れると潤滑性が奪われるため、カテーテル抜去時に内部部品（弁）の消耗が早くなります。

\* 初めてお使いになる方、潤滑剤の使用法についてご不明な点がある方は、以下のサイトをご覧ください。



<https://www.kyotokagaku.com/jp/video/mw55.html>



■ 本社・工場

〒 612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15 番地

TEL: 075-605-2510 (直通)

URL <http://www.kyotokagaku.com>

E-mail [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

■ 東京支店

〒 113-0033 東京都文京区本郷三丁目 26 番6号

NREG 本郷三丁目ビル 2 階

# Precautions for Use of the Product



**MW53 Strap-on Male Catheterization / Enema Simulator**

**MW54 Strap-on Female Catheterization / Enema Simulator**

**MW55 Strap-on Male/Female Catheterization / Enema Simulator**

Thank you for choosing our products. Please perform the following maintenance to keep good condition and for a long time.

- Lubricate the urethra and the valve with the included maintenance catheter before every training session. After lubrication, insert the maintenance catheter rotating from side to side to lubricate the parts adequately.

\* Inadequate lubrication may cause the damage of the products. Lubricate the parts adequately with the maintenance catheter.

- Apply a little more lubricant to MW53 (Male Model) as the urethra of Male is longer than Female Model as same as human.

\* Inadequate lubrication may cause difficulty of catheter insertion. In case apply lubricant to catheter adequately once again.

- Appropriate catheter is as follows.  
Male (MW53) 16Fr : Female (MW54) 14Fr

\* Use of larger size catheter may cause damage of the valve earlier than usual.

- Do not use a lubricant other than included.

\* As Lubricity of Jelly type lubricant (water soluble type) is lost in water, the valve is damaged earlier than usual.

\* Please access our web site via following QR code if you have a question about how to use of lubricant.



<https://www.kyotokagaku.com/jp/video/mw55.html>

## WORLDWIDE INQUIRIES & ORDERING

 **KYOTO KAGAKU CO.,LTD**

<http://www.kyotokagaku.com>  
[rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

### ● KYOTO KAGAKU HEAD OFFICE & FACTORIES

15 Kitane-koya-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8388,  
JAPAN

TEL: +81-75-605-2510 / FAX: +81-75-605-2519

## ALL AMERICAN REGIONS

 **KYOTOKAGAKU AMERICA INC.**

<http://www.kkamerica-inc.com/>  
[info@kkamerica-inc.com](mailto:info@kkamerica-inc.com)

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108,  
USA

TEL: +1-310-325-8860 / FAX: +1-310-325-8867