

実習用推奨器具

分類	型番	コード	製品名	推奨器具・機器	サイズ	クラス分類
看護技術・介護技術	MW25	11404-000	看護実習モデル八重(仮称)	別紙参照		
	M75B	11251-300	万能型成人実習モデル さくらⅡ			
	MW26	11405-000	介護実習モデルケイコ(仮称)			
	MW2A・E	11381-100・200	男女導尿・浣腸シミュレータ	導尿用カテーテル(男性)	16Fr	Ⅲ
				導尿用カテーテル(女性)	14Fr	Ⅲ
	MW8	11386-000	経管栄養シミュレータ	経鼻栄養カテーテル(カテーテルテーパー接続型)	14Fr(120cm)	Ⅱ
				胃ろう用カテーテル	20Fr(シャフト長34mm)	Ⅱ
				カテーテルチップ型シリンジ	30ml	
				経管栄養ポンプ		Ⅲ
	M85	11229-000	吸引シミュレータ「Qちゃん」交換用模擬痰	PORTEX 気管切開チューブ(12746-010)		Ⅱ
				口腔・鼻腔吸引用カテーテル	14Fr.	Ⅱ
				小型吸引器		Ⅱ
	MW9	11388-000	点滴静注シミュレータ「Vライン」	静脈留置針	22G	Ⅱ
				翼状針	23G	Ⅱ
				注射針	18G	Ⅱ
				シリンジ	5ml(ロック式)	
				輸液セット		Ⅲ
	M50B	11267-300	採血静注シミュレータ「シンジョーⅡ」	静脈留置針	23G	Ⅱ
				採血針	23G	Ⅱ
				翼状針	23G	Ⅱ
M95	11350-000	小児の手背静脈注射シミュレータ	静脈留置針	23G	Ⅱ	
			翼状針	23G	Ⅱ	
M87	11326-00	装着式 採血静注「かんたんくん」	静脈注射針	23G	Ⅱ	
M94	11346-000	皮内注射シミュレータ	皮内注射針(SB針)	26G~27G	Ⅱ	
M67B	11297-200	装着式 上腕筋肉注射シミュレータ	筋肉注射針	21G~23G	Ⅱ	
M74	11213-000	殿筋注射2ウェイモデル	注射針	21G~23G	Ⅱ	
M99	11351-000	動脈採血シミュレータ	動脈採血キット	22~25G	Ⅱ	
小児・産母性・助	M56A・B	11355-010・000	小児看護実習モデル「まあちゃん」	気管カニューレ	内径:6.0mm/外径:8.3mm/長さ:53m	Ⅱ
				吸引カテーテル	12Fr.(4.7mm)/長さ:40cm	Ⅱ
				経鼻栄養カテーテル	外径:14Fr./長さ:120cm	Ⅱ
				胃瘻カテーテル	20Fr.(6.7mm)/長さ:34mm	Ⅱ
				導尿用カテーテル	9Fr.(3mm)/長さ:23cm	Ⅱ
診察	M82	11220-000	眼底診察シミュレータ“EYE”	検眼鏡		Ⅰ
	MW12	11391-000	耳の診察シミュレータ「EARⅡ」	耳鏡スペキュラー	4以上	Ⅰ

臨床 手技	MW16	11395-000	評価型外科縫合シミュレータ	ニューロロン縫合糸 丸針付(11230-030)		Ⅲ
				内視鏡用かんし		Ⅲ
				トロッカー		Ⅱ
	M57B	11230-000・100	縫合手技評価シミュレータ	ニューロロン縫合糸 逆三角針付(11230-020)	針サイズ22m・糸の長さ45cm	Ⅲ
	M57C	11230-200・300	腹腔鏡縫合手技評価シミュレータ	ニューロロン縫合糸 丸針付(11230-030)		Ⅲ
	M83	11219-100	縫合手技トレーニングフルセット			
	M43B	11348-100	腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ「ルンバールくん」	スパイナル針(腰椎穿刺)	21G	Ⅱ
				硬膜外針(硬膜外穿刺)	18G	Ⅱ
	M43E		超音波ルンバール	スパイナル針(腰椎穿刺)	21G	Ⅱ
				硬膜外針(硬膜外穿刺)	18G	Ⅱ
	PH-51		X線透視下 腰椎穿刺シミュレータ	(骨セメント療法、経皮的椎体形成術、PVP)	11~13G	Ⅱ
				スパイナル針(腰椎穿刺)	21G	Ⅱ
				硬膜外針(硬膜外穿刺)	18G	Ⅱ
	MW3	11382-000	硬膜外麻酔シミュレータ 胸椎・腰椎穿刺モデル	硬膜外針(硬膜外穿刺)	18G	Ⅱ
				スパイナル針(腰椎穿刺)	21G	Ⅱ
				持続硬膜外麻酔カテーテル		Ⅲ
	M43D	11348-400	小児腰椎穿刺シミュレータ「小児ルンバール」	スパイナル針(腰椎穿刺)	22~24G	Ⅱ
	MW4	11383-000	胸腔穿刺シミュレータ	注射針	22~23G	
MW4A	11383-100	装着式胸腔穿刺シミュレータ				
MW15	11394-000	心嚢穿刺シミュレータ	静脈留置注射針	18G		
MW17	11396-000	胸腔・心嚢穿刺シミュレータ				
M93B	11347-300	CVC穿刺挿入シミュレータⅡ	中心静脈カテーテルキット			
M93B	11347-240	CVCカテーテル挿入パッド				
MW18	11398-000	末梢挿入中心静脈カテーテルPICCシミュレータ	末梢挿入中心静脈カテーテル	4Fr.50~60cm		
LT-07	11397-000	胸腔穿刺・ドレナージシミュレータ				
救急	MW11	11390-000	評価型気道管理シミュレータ	喉頭鏡マッキントッシュ型(曲型)	No.3 or No.4	Ⅰ
				ビデオ喉頭鏡		Ⅰ
				気管内チューブ	内径7.0 or 7.5mm	Ⅱ
				スタイレット	外径:4.0mm	Ⅰ
	MW13 MW14	11392-000/ 11392-000	DAMシミュレータ トレーニングモデル /デモンストレーションモデル	成人用蘇生器	成人用	Ⅲ
				蘇生用エアークッションフェイスマスク	成人用(大)	Ⅱ
				喉頭鏡マッキントッシュ型(曲型)	No.3 or No.4	
				気管内チューブ	内径7.0 or 7.5mm	Ⅱ
				スタイレット	外径:4.0mm	Ⅰ
				マギル鉗子	大	Ⅰ

ラリソジアルマスク	サイズ4	II
ビデオ喉頭鏡		
気管チューブ	内径7.0 or 7.5mm	
LMAシュープリム(声門上デバイス)	サイズ4	
i-gel(声門上デバイス)	サイズ5	