

NEW 骨盤臓器脱(子宮脱)モデル “Utena”

型番 MW75 | コードNo. 11478-000

もう一人で悩ませない！子宮脱を想定したモデルでペッサリーの装着方法をトレーニング

監修・指導：静岡県立大学 看護学部看護学科 環境看護学 教授 荒井 孝子
 柔桜助産所 院長 堀田 久美
 静岡県立大学 看護学部看護学科 母性看護学・助産学 講師 福島 恭子
 医療 監修：国際医療福祉大学大学院 教授 青木 大輔



ペッサリーは付属しません



啓蒙を目的とした小冊子が付属します



骨盤臓器脱（子宮脱）の再現

特長

着けて、置いて、子宮脱を学ぶ

シミュレータやSPに装着して、机上に置いて、子宮脱の病態～子宮脱の整復～ペッサリーの装着を実演することができます。助産師課程の「望ましい助産師教育におけるコア・カリキュラム」や「助産師のコア・コンピテンシー」においてウィメンズヘルスケアの演習にも対応しています。

患者指導、啓蒙に

子宮脱を再現することで、その人に合った病態を可視化することができます。患者さんがモデルを装着すると自分自身にペッサリーを着脱する練習ができ、不安が軽減されます。教育機関（医学、看護、介護）、医療機関および介護福祉施設において子宮脱を含む、骨盤臓器脱の啓蒙にお使いいただけます。

月経カップのトレーニングにも

月経カップの着脱説明や練習ができます。

実習項目

- 子宮脱の整復やペッサリー着脱のデモンストレーション及び着脱練習
- ウィメンズヘルスケアに関する指導、啓蒙
- 月経カップの着脱

産褥子宮触診シミュレータ

型番 MW38 | コードNo. 11418-000

腹壁に新素材を採用、産じょく早期における子宮収縮状態の触診をトレーニング



特長

触診のランドマーク付


へそ、恥骨、子宮を正確に再現しました。

腹壁に新素材を採用

子宮収縮状態のリアルな観察、子宮底長測定ができます。また4種類の子宮モデルは簡単に交換できます。

実習項目

- 産じょく早期における子宮の状態観察
- 子宮底のメジャーによる計測と触診
- 外陰部の観察・清拭
- 産後のマッサージ指導
- 脱肛の確認



子宮の設定（4種類）

1日目 良好	1日目 不良	3日目 良好	5日目 良好
良好 (腹壁と子宮の境界が明瞭で硬く触れる)		不良 (子宮が柔らかく触れるか境界不明瞭)	