



Endermic injection Training Simulator

皮内注射シミュレータ

M94 11346-000 ¥お問い合わせください

前腕屈側の皮膚部への皮内注射をトレーニング。

境界のはっきりした膨疹ができることを確認できます。



M94 皮内注射シミュレータ



実習項目

- 皮内注射



実習用推奨器具
・皮内注射針 26G

特長

- 実際の皮膚に近い感触の素材を使用しています。
- 注射部位の皮膚はやわらかい材質のため、皮膚を伸展させての刺入が可能です。
- 穿刺部では境界のはっきりした膨疹ができることを確認できます。



仕様

本体：成人腕モデル
大きさ：約 W20×D10×H8cm
材質：軟質特殊樹脂

構成

- モデル本体 …………… 1点
- 専用固定台 …………… 1点
- 注射パッド …………… 5点
- 注射パッドケース …………… 4点
- 取扱説明書

交換部品



交換用注射パッド

11346-010

製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



●京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

●東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075