

NEW A-LAP mini

製品
パンフレット有


型番	コードNo	価格
MW56	11437-000	お問い合わせください



※トレーニングボックス、モニター、鉗子は含まれません

実習項目

- ・腹腔鏡下縫合手技(縫合結紮)



評価画面



評価ボックス

腹腔鏡下の縫合スキルを客観的に評価し 上達度を確認できるシミュレータ

特長

- 腹腔鏡下の縫合を実習でき、成功不成功を客観的に数値で評価。
- 評価は統計的根拠に基づいた世界初の評価基準を採用。
- 新開発の腸管シートは、生体に近い縫合感を再現。
- 手技結果データを継続的に保存できる記録機能。

仕様

本体:成人腕部分モデル
 大きさ: W150 x D200 x H130 mm(評価ボックス)
 重量:約1.5 kg(評価ボックス)
 電源:AC100V 50/60Hz
 消費電力:26VA:評価ボックス
 40VA:パソコン

構成

評価ボックス 1台
 ボックス用電源ケーブル 1点
 腸管縫合用固定具 1点
 ケーブル 1点
 キーボード 1点
 パソコン 1点
 パソコン用電源ケーブル 1点
 腸管シート(筋層/粘膜層) 各30枚
 収納ケース
 取扱説明書

交換部品

縫合用腸管シート 30枚組
 11395-010

別売部品

縫合シミュレータにはシルク縫合糸をご使用ください
構成
 1)パック8本×12/パック
 針サイズ 22mm
 糸の長さ 45cm
 ※高度管理医療機器(クラスⅢ)
シルク縫合糸 丸針付 1箱
 11230-030

NEW 内視鏡外科手術用トレーニングボックス マルチエンドボックスフルセット

型番	コードNo	価格
MCM-2	11363-200	お問い合わせください



専用ケース

モニターやカメラが付属、 すぐに演習が始められるセット

特長

- ハイビジョンカメラによるクリアな視野。
- トロカールポジションが自由に設定可能。
- マイクロSDカードに録画機能付き。

仕様

大きさ:W31×D34×H20cm(マルチエンドボックス本体)

構成

マルチエンドボックス本体 1台
 サージカルトップ(スキンベース+プラスチックルーフ) 1式
 モニター 1台
 カメラ 1台
 専用ケース 1点
 取扱説明書
 ※持針器は含まれません。

軟部組織縫合練習用パッド

型番	コードNo	価格
Med-1	11363-020	ピンク お問い合わせください
	11363-030	イエロー お問い合わせください



外科縫合術