

Bathing and Patient Care Models “Fukutaro”

入浴介護実習モデル “ふくたろう”

M72 11274-000

一体型のボディで入浴介護実習に最適なモデルです



M72 入浴介護実習モデル“ふくたろう”

実習項目

- **活動・休息援助技術**
(体位変換・保持・運動の介助
／寝衣交換／関節可動域訓練)
- **清潔・衣生活援助技術**
(全身清拭・入浴・部分浴
／洗髪／口腔内・義歯のケア)



体位変換・寝衣交換



特長

- ボディ部は防水構造のため入浴時に浮力を感じる体勢保持状態を再現できます。
- 皮膚・関節部は自然な柔らかさ・動きを表現、実際に即した実習が可能です。
- 実際と同じようにシャンプー・ドライヤー・ブラシを使った洗髪実習ができます。
- 義歯の脱着・口腔内の清潔の実習が可能。



※パジャマは付属していません。

仕様

本体：成人男性全身モデル
大きさ：身長 約 168cm
重量：約 14kg
材質：軟質特殊樹脂・内部金属骨格製

構成

- モデル本体(かつら付) ……1 体
- 義歯 ……1 式
- 下着 ……1 点
- 取扱説明書

交換部品



ふくたろう用かつらⅡ

11274-020 ￥39,600 (税別¥36,000)

関連製品



清拭用品セット
U-22

12610-000 ￥73,700 (税別¥67,000)



洗髪用品セット
U-23

12611-000 ￥98,560 (税別¥89,600)

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.05

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075