

Strap-on Intramuscular injection Trainer

装着式 上腕筋肉注射シミュレータ

M67C 11297-300

SP (模擬患者) や全身モデルの上腕部に装着し、
臨場感のある筋肉注射の実習が可能

人やモデルに装着し実際に近い体位で実習でき、
患者さんの立場を体感することもできます。



M67C 装着式 上腕筋肉注射シミュレータ

実習項目：上腕筋肉注射実習

実習用推奨器具
・筋肉注射針 23G

特長

- 皮膚・肩峰部の感触はリアルで位置確認ができ、筋肉部は生体に近い吸子の抵抗感があります。
- 廃液パックを本体に内蔵し、取り外さなくても廃液できる構造です。

仕様

本体：成人上腕部分モデル
大きさ：約 W25×D11×H3cm
重量：0.45kg
材質：軟質特殊樹脂
※刺入の深さを判定する
センサーはついていません。



構成

- モデル本体 …… 1セット
- 支持台枠 …… 1点
- 皮膚部 …… 1点
- 軟質組織部 …… 1点
- 筋肉部 …… 1点
- 肩峰突起部 …… 1点
- 排水タンク …… 1点
- 固定ベルト …… 1点
- 取扱説明書

交換部品



筋肉部

11297-240



皮膚部

11297-220



軟質組織部 (ゲル)

11297-230

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.06

取扱店

製造元

 **KYOTO KAGAKU**

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北葎小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075