

NCPR モデル

型番	コードNo	価格
MW32	11400-100	お問い合わせください



新生児の基本的なケア及び蘇生法がトレーニングできる全身モデルで、新生児蘇生法講習会にも最適

特長

- 肋骨・気管支・肺・食道・胃・臍帯を備えた新生児の全身モデル。
- 気管挿管時の両肺・片肺挿管を確認。
- 臍帯は柔らかくリアルな素材で、動静脈ルートの確保から採血まで対応。
- 経管栄養法における胃へのチューブの到達確認。
- 胸骨圧迫。

仕様

本体：新生児モデル(生後4週想定)
 大きさ：身長約50cm
 材質：軟質特殊樹脂製
 重量：約2.6kg

構成

モデル本体 1体
 潤滑剤 1本
 取扱説明書

実習項目

・基本的ケア ※沐浴実習にはご使用頂けません。

- ・体位変換、清拭等のケア
- ・大泉門の確認
- ・臍帯の切断・処置、臍帯静脈カテーテルの挿入と採血
- ・経管栄養(経鼻、経口)
※胃への到達確認も可能
- ・吸引(口腔、鼻腔)

・蘇生法

- ・胸骨圧迫
- ・気道確保
- ・バッグバルブマスク換気

※静脈注射、カテーテル挿入が必要な場合は、NCPRモデルPlusをお買い求めください。



大泉門の触診



臍帯処置、臍帯カテーテルの挿入・採血
(臍帯は動脈と静脈を再現)



経管栄養(経鼻、経口)
(気泡音による胃への到達確認)



吸引(口腔、鼻腔)



胸骨圧迫



喉頭鏡による気管挿管
(挿管後の片肺・両肺換気確認)



BVMによる換気
(胸部の拳上確認)

実習用推奨器具

- ・経管栄養チューブ:5Fr
- ・吸引カテーテル:5Fr
- ・臍帯用カテーテル:16G・30cm
- ・喉頭鏡:ブレードサイズ #0
- ・バッグバルブマスク:新生児用

交換部品



マスク(NCPR共通)
11400-010



胸腹部皮膚(NCPR共通)
11400-020



臍帯4個組(NCPR共通)
11400-030



トレーニングモデル用潤滑剤
11229-050



腹部(NCPR共通)
11400-080

NCPR モデル Plus専用交換部品



右腕皮膚
11400-040



右脚皮膚
11400-050



右腕用静脈チューブⅡ(4本組)
11400-310



右脚用静脈チューブⅡ(4本組)
11400-320



着色用綿棒(赤) 10本組
11388-400

関連製品のご提案

DAMシミュレータートレーニングモデル
 MW13 11392-000 ¥お問い合わせください

看護技術・介護技術
 小児・母性・助産
 診察
 検体採取
 超音波診断
 臨床手技
 救急
 体験学修教材

分娩介助
 妊娠期のケア
 産褥期のケア
 NCPR
 沐浴/バイタルサイン
 小児実習
 小児医療的ケア
 乳房マッサージ