

DAMシミュレータ デモンストレーションモデル

製品
パンフレット有


医学・看護教育用シミュレータ

救急

看護技術・
介護技術
小児・母性・
助産
診察
検査
超音波診断
臨床手技
救急
体験学修教材

気道管理
(二次救命処置・
麻酔)
BLS
(一次救命)
ACLS
(二次救命)

型番	コードNo	価格
MW14	11393-000	¥275,000 (税別¥250,000)



コンパクトでDAMの再現が可能
セミナーや医療器具の
デモンストレーションに特化したモデルです

特長

- コンパクト・軽量設計のため、持ち運びが容易です。
- DAM(気道確保困難症例の管理)の段階的な症例設定が可能です。
- 気管支先端のファンの回転で換気を確認できるため、デモンストレーションに有効。

仕様

本体:成人頭部モデル
大きさ:約W45×D20×H25cm
重量:2.7kg
材質:軟質特殊樹脂・硬質樹脂

構成

モデル本体 1体
上顎側切歯(予備2点) 1式
トレーニングモデル用潤滑剤 1点
シリンジ(50mL) 1点
専用バッグ 1点
取扱説明書

実習項目

- ・用手的気道確保法
- ・バッグバルブマスク法(ファンの回転を確認)
- ・スニッフィング・ポジションの設定
- ・気管チューブの固定(テープ固定、THOMAS 固定)
- ・挿管前処置(気道の評価と確認)
- ・ファイバー挿管
- ・喉頭視野の改善(外部喉頭圧迫操作)
- ・ラリンジアルマスクによる気道確保
- ・経口及び経鼻気管チューブ挿入

実習用推奨器具

- ・喉頭鏡
マッキントッシュ型
ブレードサイズ No.3 No.4
- ・ビデオ喉頭鏡
- ・気管チューブ
サイズ 内径7.0・7.5mm
- ・声門上デバイス
LMA シューブリーム サイズ4
i-gel サイズ4

交換部品


上顎側切歯(10個セット)	マスクII(デモ・気管支用)	舌II(2個組)
11392-010 ¥4,400 (税別¥4,000)	11393-020 ¥18,150 (税別¥16,500)	11392-080 ¥45,650 (税別¥41,500)

消耗品

トレーニングモデル用潤滑剤
11229-050 ¥2,420 (税別¥2,200)

輪状甲状間膜切開モデル

型番	コードNo	価格
MW60	11442-000	¥132,000 (税別¥120,000)



輪状甲状靭帯の穿刺・切開から
カテーテル挿入までのトレーニングに!

特長

- ランドマークとなる、輪状軟骨・甲状軟骨の解剖学的触感を再現しました。
- 予め頭部が後屈した(頸部伸展)した状態を模しています。
- セッティングが容易で、モデルの移動防止用吸盤付。
- 皮膚は位置をずらすことで複数回使用できます。

仕様

本体:成人頭頸部モデル
大きさ:W13.5×D24×H12.5cm
重量:約1.7kg
材質:軟質特殊樹脂
硬質特殊樹脂

構成

頸部モデル本体 1台
皮膚 2枚
皮下組織 2個
取扱説明書

消耗品



切開用皮膚 3枚組
11442-010 ¥39,600 (税別¥36,000)



切開用皮下組織 3個組
11442-020 ¥6,600 (税別¥6,000)

実習項目

- ・輪状甲状靭帯の穿刺・切開