


ストーマケアモデル装着式

SP(模擬患者)や全身モデルに装着し
 ストーマケアの一連の技術を身に付ける



特長

- 1 ストーマの種類や位置を変更できます
- 2 装着時の「一体感」と前屈した時の「皺」再現しました
- 3 シンプルな構造で、使いやすさを追求しました
- 4 患者さんのICやトレーニングにもご活用いただけます

実習項目

・ストーマ保有者の体験 ・排泄物の処理 ・創部洗浄 ・装具交換



活用事例は
 こちら

排泄することに問題をかかえ
 生活している人を支える在宅看護


京都橘大学看護学部「生涯健やか看護学」

ストーマケア



ストーマケアモデル装着式

型番	コードNo
MW72	11465-000 5セット
	11465-100 1セット



■ 構成 (5セット)

モデル本体	5式
腹部皮膚	5枚
ストーマ 単孔式	5点
ストーマ 双孔式	5点
ベルト	5点
模擬便の素	5点
取扱説明書	

※1セットの場合、それぞれ1点ずつとなります。

■ 仕様

本体	成人腹部モデル
大きさ	W35×D3×H26cm



消耗品



模擬便の素 (20個)
11465-040

1袋に水80mLを入れると
約100gの模擬便ができます。

交換部品



ストーマケア用皮膚
11465-010

関連製品



リアルだから身につく「安全で確かな技術」
男性バージョンも追加ラインナップ

女性導尿・浣腸モデル 装着式 /
男性導尿・浣腸モデル 装着式

MW55 11436-000 (男女セット)

MW54 11435-000 (女性)

MW53 11434-000 (男性)



評価・触診・エコーによる
観察、処置までトータルで学べるモデル

痔瘡シミュレーター

MW63

11446-000 (フルセット)

11446-100 (ベーシックセット)

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.10

取扱店

製造元

 **KYOTO KAGAKU**

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075