


すりガラス陰影ファントム

PH-58

均一なすりガラス陰影 (pure GGO)、一部軟部組織を含むすりガラス陰影 (mixed GGO) を表現した模擬腫瘍ファントムです。
サイズやCT値の異なる4タイプに加え、臨床のCTデータから形状を再現した3D GGOファントムが含まれています。
GGO検出にかかわる研究や読影トレーニングにご利用ください。
胸部ファントムN-1に装着してご使用いただくことができます。

Mixed GGO 同心タイプ (No.1-7)




41923-000

単位mm

No.	GGO		軟部組織		タイプ
	直径	CT値	直径	CT値	
1	15	-650	5	-50	同心 
2				0	
3				50	
4	20		3	0	
5			5		
6			7		
7			9		



Mixed GGO 偏心タイプ 軟部組織1点 (No.8-10)




41923-100

単位mm

No.	GGO		軟部組織		タイプ
	直径	CT値	直径	CT値	
8	15	-650	5	-50	
9				0	
10				50	



Mixed GGO 偏心タイプ 軟部組織2点 (No.11, 12)



41923-200

単位mm

No.	GGO		軟部組織		タイプ
	直径	CT値	直径	CT値	
11	20	-650	3 5	0	偏心 
12			5 7		

Pure GGO (No. a-h)




41923-300

単位mm

No.	GGO	
	直径	CT値
a	15	-750
b		-650
c		-550
d		-450
e		-350
f		-250
g		-150
h		-50

3D GGO




41923-400

単位mm

No.	GGO	
	直径	CT値
3D-GGO	15×15	-590


※CT値は80KeVの計算値により割り出した値です。



胸部ファントム N-1用 乳房プレート

PH-1

コードNo
41337-090



胸部ファントムN-1“ラングマン”に装着できるプレートで、女性の胸部レントゲン撮影における乳房の吸収、乳頭の画質に与える影響を再現することができます


仕様

大きさ: W47×D11×H55cm
重量: 約5.2kg
材質: ウレタン系樹脂 (比重1.06)

参考

胸部ファントム N-1用 肺炎モジュール

コードNo
参考品



レントゲン画像イメージ



外観イメージ

実際の肺炎に近い画像を再現できる胸部ファントムです

ご要望に応じ、製造のご対応をさせていただきます。
まずは、ご相談ください。

仕様

重量: 約0.1kg
材質: ウレタン系樹脂 (比重0.92)