


# 経鼻胃管ファントム

型番 | コードNo  
US-20 | 41947-000

監修・指導：弘前大学医学部附属病院総合診療部 学内講師 小林只



※エコー装置は含まれません



[実習用推奨器具] リニアプローブ

## エコーによる経鼻胃管カテーテルの位置確認をトレーニング

- 頭部の構造物(気管、食道、甲状腺、胸骨、鎖骨)を再現。
- カテーテル挿入しつつ、超音波診断装置で位置確認。  
気管に入るか、食道に入るかを頭部のスイッチで変更可能です。

## 実習項目

- ・超音波診断装置を用いた経鼻胃管カテーテルの位置の確認  
※リニアプローブ対応

### 仕様

本体：成人頭胸部モデル  
大きさ：W30×D18×H17cm(ボディ)  
W17×D10×H10cm(キューブ)  
重量：1.8kg(ボディ)／1.1kg(キューブ)  
材料：軟質特殊樹脂／硬質特殊樹脂

### 構成

モデル本体 1体  
頭部キューブ 1点  
シリンジ 1本  
カテーテル 1本  
タムカムパウダー 1点

書籍「みるミルできる  
ポケットエコー2」1冊  
取扱説明書